



## GEL DE ULTRASONIDO TRANSPARENTE

**Composición:** Humectantes, correctores de pH, polímero, conservante derivado de Isotiazolinona, agua osmotizada.

**Referencia:** 99.800.22

**Colorante:** Exento. Transparente.

**pH:**  $7 \pm 0.5$

**Viscosidad:**  $\pm 180.000$  cps

**GTIN-13:** 8428763031727

Clasificación según RD 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE: Clase I

**Prestaciones:**

Solo para uso externo. No contiene formaldehído.

El QUICK-ECO GEL "Cristal" Versión se produce en condiciones de vacío por esta razón está exento de microburbujas de aire. Es completamente hidrosoluble, inodoro, fácil de limpiar, no mancha y no engrasa. No contiene principios activos que puedan dañar los transductores de la sonda.



El QUICK-ECO GEL "Cristal" Versión es de aspecto cristalino. Tiene un excelente poder de conducción de los ultrasonidos. Está exento del efecto "hilo" al dosificarlo, no contiene formaldehído y su particular formulación favorece el movimiento de la sonda haciendo más fácil el trabajo del analista.

**Uso principal:** Ecografía.

**Precauciones:** No se han detectado contraindicaciones en pruebas de irritación dérmica. Antes de usar, revisar posible sensibilidad especial del paciente a alguno de los componentes.

**Presentación:** Envases de 5 lts.

No contiene látex

**Caducidad:** Referirse a la etiqueta.

**Almacenamiento:** QUICK-ECO GEL LESSA no está sujeto a hidrólisis u oxidación en las condiciones normales de uso, un prolongado envejecimiento a temperaturas cercanas a 70 °C no ha mostrado ninguna alteración.

IMPORTADO  
POR

medecu

ELABORADO  
POR

lessa