



GEL DE ULTRASONIDO TRANSPARENTE

GTIN-13: 8428763031758

Referencia: 99.800.25

Composición: Humectantes, correctores de pH, polímero, conservante derivado de Isotiazolinona y agua osmotizada.

Colorante: Exento. Transparente.

pH: 7 ± 0.5

Viscosidad: ± 180.000 cps

Prestaciones:

Solo para uso externo. No contiene formaldehído.

El QUICK-ECO GEL "Cristal" Versión se produce en condiciones de vacío por esta razón está exento de microburbujas de aire. Es completamente hidrosoluble, inodoro, fácil de limpiar, no mancha y no engrasa. No contiene principios activos que puedan dañar los transductores de la sonda.

El QUICK-ECO GEL "Cristal" Version es de aspecto cristalino. Tiene un excelente poder de conducción de los ultrasonidos. Está exento del efecto "hilo" al dosificarlo, no contiene formaldehido y su particular formulación favorece el movimiento de la sonda haciendo más fácil el trabajo del analista.

Clasificación según RD 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE: Clase I

Uso principal: Ecografía / Ultrasonidos.

Precauciones: No se han detectado contraindicaciones en pruebas de irritación dérmica. Antes de usar, revisar posible sensibilidad especial del paciente a alguno de los componentes.

Presentación: Cajas de 25 frascos de 250 ml.

Caducidad: Referirse a la etiqueta.

Libre de látex

Almacenamiento: QUICK-ECO GEL LESSA "Cristal" Version no está sujeto a hidrólisis u oxidación en las condiciones normales de uso, un prolongado envejecimiento a temperaturas cercanas a 70 °C no ha mostrado ninguna alteración.



IMPORTADO
POR

medecu

ELABORADO
POR

lessa